

The background features a series of overlapping, curved, light blue and white shapes that create a sense of depth and movement. A vertical blue line with numerical markings (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100) is positioned on the right side, with a blue circle highlighting the number 90.

medipac®
MEDICAL SUPPLIES

high precision medical technologies

**PRODUKTOVÝ
KATALOG**



OBSAH

O společnosti	
Das Unternehmen	2
Zahnutí jehel	
Kurven der Nadeln	3
Hroty jehel	
Nadelpointarten	3
Šicí materiály	
Nähte	4
Informace o balení	
Verpackungsinformationen	6

PGA	8
PGLA	13
RPGLA	19
MONOSORB	23
MONOFAST	27
PROPYLEN	31
POLYAMID	39
SILK	43
POLYESTER	51
PROFIMED	55
SURGICAL STEEL	58

HISTORIE SPOLEČNOSTI MEDIPAC – TH.KAZANTZIDIS S.A

Společnost MEDIPAC - "Th.Kazantzidis S.A" byla založena v prosinci 1987, se sídlem v průmyslové oblasti Stavrohoři, v kraji Kilkis. Výhradním zaměřením společnosti byla výroba chirurgických šicích materiálů. MEDIPAC byl a zůstává jediným výrobním závodem, který se touto činností v Řecku zabývá.

Od roku 1989 pomocí smluvních závazků zásobuje svými materiály mnoho veřejných řeckých nemocnic.

Hlavním cílem výroby bylo od samého začátku zaměření na vysokou kvalitu a trvalé zlepšování vyráběných materiálů. Od roku 1996 je výrobní proces certifikovaný dle požadavků systému ISO – 9001 a kompletně splňuje with the společné harmonizované technické normy Evropským lékopisem (označení CE - směrnice 93/42 / ES).

Dnes MEDIPAC vyrábí širokou a integrovanou řadu chirurgických šicích materiálů a pokrývá vysoké procento řeckého trhu tím, že dodává dle požadavků své materiály do přibližně 90 řeckých veřejných nemocnic. Společnost pokrývá také uspokojivou část trhu soukromého sektoru pro poskytování zdravotnických služeb v zemi a v poslední době rozvíjí významnou exportní aktivitu především v zemích Evropské unie.

KURZER RÜCKBLICK AUF DAS UNTERNEHMEN MEDIPAC – TH. KAZANTZIDIS AG

Das Unternehmen MEDIPAC – „Th. Kazantidis AG“ wurde im Dezember des Jahres 1987 gegründet. Sitz des Unternehmens war die Industriegegend Stavrohoři in der Präfektur Kilkis. Zweck dieses Unternehmens war ausschließlich die Errichtung einer Einheit, die chirurgisches Katgut (Nahtmaterial) herstellt. Bis zum heutigen Tage ist MEDIPAC das einzige Unternehmen in Griechenland, welches dieses Material produziert.

Bereits seit dem Jahre 1989 hat das Unternehmen mit vielen großen öffentlichen Krankenhäusern Griechenlands Verträge zur Lieferung der Produkte geschlossen.

Hauptziel des Unternehmens war von vornherein die Herstellung von Produkten mit hoher Qualität. Im Jahre 1996 wurde das Produktionsverfahren nach ISO – 9001 zertifiziert. Das Produktionsverfahren entspricht den technischen Normen des europäischen Arzneibuches für Medizinprodukte (CE mark – Richtlinie 93/42/EOK).

Heutzutage produziert das Unternehmen MEDIPAC eine umfangreiche und komplette Reihe von chirurgischem Katgut. MEDIPAC ist ein führendes Unternehmen auf dem Innlandsmarkt. Es ist in der Lage, einen großen Teil der Anforderungen von etwa 90 griechischen Krankenhäusern nachzukommen. Darüber hinaus deckt das Unternehmen auch einen angemessenen Teil der Privatkrankenhäuser Griechenlands. In den letzten Jahren verzeichnet das Unternehmen MEDIPAC eine nennenswerte Exporttätigkeit, insbesondere in Staaten der Europäischen Union.

ZAHNUTÍ JEHEL

GERMAN TRANSLATION



1/2 KRUHU
1/2 KREIS



3/8 KRUHU
3/8 KREIS



ROVNÁ
GERADE


HROTY JEHEL

GERMAN TRANSLATION


ŘEZNÁ
DS-SCHNEIDENDE NADEL




ROVNÁ - ŘEZNÁ
DS-SCHNEIDENDE NADEL - GERADE




ŘEZNÁ – EXTRA JEMNÁ
HRT-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL



KULATÁ
HR-RUNDKÖRPER NADEL



KULATÁ - ROVNÁ
HR-RUNDKÖRPER NADEL - GERADE



DIAMANTOVÝ HROT
HRT-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL



TUPÁ
KREIS STUMPF E RUNDKÖRPER NADEL




VSTŘEBATELNÉ MATERIÁLY RESORBIERBAR



P.G.A.

Splétané, fialové syntetické vstřebatelné vlákno z kyseliny polyglykolové, potažené kopolymerem PGA-PCI.


Polyglykosäure chir. Nahtmaterial. Violett, geflochten, PGA-PCI beschichtet, resorbierbar.



NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.

Polyglactin 910 chir. Violet, geflochten Nahtmaterial resorbierbar, beschichtet.



NEOSORB RAPID (PGLA)

Splétané, nebarvené, rychle vstřebatelné vlákno z polyglaktinu 910, potažené

Polyglactin 910 chir. Rapid ungefärbt geflochten, Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.



MONOSORB

Monofilní, fialové, systetické vstřebatelné vlákno (PDO) s poly(p-dioxanonem).

Poly-p-dioxanone chir. Nahtmaterial. Violett, monofi I, resorbierbar.




MONOFAST

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno z kyseliny polyglukolové s polykaprolaktonem PGCL.

Polyglykosäure-co-polycaprolactone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.




NEVSTŘEBATELNÉ MATERIÁLY NICHT RESORBIERBAR



PROPYLEN

Modré nevstřebatelné vlákno z polypropylenu.


Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.



POLYAMID

Modré nevstřebatelné vlákno z polyamidu (nylon).



Polyamid chir. Nahtmaterial. Blau, monofil, nicht resorbierbar.



SILK

Černé nevstřebatelné splétané vlákno z hedvábí, potažené voskem.


Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.



POLYESTER

Zelené, splétané, nevstřebatelné vlákno z polyesteru, potažené silikonem.

Polyester chir. Nahtmaterial. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.



PROFIMED

Nebarvené nevstřebatelné monofilní vlákno z PTFE (teflonu).

PTFE chir. Nahtmaterial monofil, nicht resorbierbar.



STEEL


Chirurgický materiál z nerezové oceli 316LVM

Stahdraht. Edelsathl 316LVM. Nahtmaterial, monofil, nicht resorbierbar.



INFORMACE NA OBALU

VERPACKUNGSMITTEILUNGEN



- | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1. Výrobce | 7. Číslo certifikace | 13. Sterilizační metoda |
| 1. | 7. bekannte Stelle/
Genehmigungsnummer | 13. Sterilisierungsmethode |
| 2. Kód výrobku | 8. Jednorázové použití | 14. Datum výroby |
| 2. ProduktKÓD
(NadelKÓD) | 8. Nicht wieder verwendbar
(Einmalgebrauch) | 14. Herstellungsdatum |
| 3. Země původu | 9. Přečtete si návod | 15. Počet vláken |
| 3. Herstellungsland | 9. Siehe Gebrauchsanweisungen | 15. Anzahl der Fäden |
| 4. Zahnutí jehly | 10. Délka vlákna | 16. Datum expirace |
| 4. Nadelkurve | 10. Fadenlänge | 16. Verfallsdatum |
| 5. Velikost jehly | 11. EP / USP velikost | 17. Typ hrotu jehly |
| 5. Nadellänge | 11. Fadenstärke EP / Fadenstärke | 17. Spitzentyp der Nadel |
| 6. Šarže | 12. Název materiálu | 18. Nákras jehly |
| 6. Stück (Anzahl) | 12. Produktbezeichnung | 18. Zugfestigkeit |

PGA



P.G.A. materiál je určený pro použití na měkkých tkáních, očních chirurgických zákrocích. Nedoporučuje se použití při operacích kardiovaskulárního systému a neurologických zákrocích. Tento materiál se považuje za vhodný a je doporučovaný veterinární lékaři pro operaci drobných domácích zvířat.

Materiál PGA vyvolává minimální zánětlivou reakci, po níž následuje pomalu postupující vazivové zapouzdření. Postupná ztráta pevnosti a vstřebávání šicího materiálu PGA je důsledkem hydrolytického rozkladu na kyselinu glykolovou, která se následně v těle vstřebává a je metabolizována. Vstřebání začíná jako ztráta pevnosti tahu a poté následuje ztráta objemu.

PGA si uchovává přibližně 75% průměrné pevnosti v tahu na konci druhého týdne po implantaci a více jak 35% na konci třetího týdne. Kompletní absorpce materiálu probíhá mezi 50 a 90 dny.

Die synthetische absorbierbare chirurgische Naht PGA wird zum Schließen und Nähen von Weichteilen benutzt, auch bei augenärztlichen Eingriffen. Nicht geeignet für kardiovaskuläre und neurologische Eingriffe.

Nach Implantation der synthetischen absorbierbaren chirurgischen Naht **PGA** beobachtet man eine mittel schwere lokale Entzündung des Gewebes, charakteristische Reaktion auf einen Fremdkörper, gefolgt von phasenweiser Umwandlung in Faser-Bindegewebe. Es folgt ein teilweiser Verlust der Ausdauer und des Nahtvolumens aufgrund ihrer Absorption durch die mechanische Hydrolyse während der das Polymer in Glykolsäure gespalten wird, das absorbiert wird und in den Körper- zu Körper- Stoffwechsel übergeht. Während der Absorption der Naht PGA bemerkt zunächst einen Ausdauerverlust, ohne bedeutenden Massenschwund. Die Naht PGA verfügt über eine Dehnfestigkeit von über 75% der Anforderungen der Europäischen Pharmazie, am Ende der zweiten Woche nach seiner Implantation und über 35% etwa zum Ende der dritten Woche. Die Absorption der Naht ist innerhalb von 50 – 90 Tagen abgeschlossen.

BEZ JEHLY	USP	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
	metric	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0
1 ks v balení, 150 cm	150 cm	901	902	903	904	905	906	907
1 ks v balení, 180 cm	180 cm	-	-	913	914	915	916	917
10 ks v balení, 50cm každý	10 X 50 cm	-	942	943	944	945	946	947
6 ks v balení, 45cm každý	6 X 45 cm	-	-	933*	934	935	936	937*
3 ks v balení, 75cm každý	3 X 75 cm	-	-	973*	974*	975*	976*	977*
5 ks v balení, 70cm každý	5 X 70 cm	-	-	-	984*	985*	986*	987*



▼ 12mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	9610
1.0	5/0	45cm	9611

▼ 16mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	9621
1.5	4/0	45cm	9622
2.0	3/0	45cm	9623
1.5	4/0	75cm	9622-4 *

▼ 19mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	9631
1.5	4/0	45cm	9632
2.0	3/0	75cm	9633

▼ 24mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	9642
2.0	3/0	75cm	9643
3.0	2/0	75cm	9644

▼ 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	9647
2.0	3/0	75cm	9648
3.0	2/0	75cm	9649
2.0	3/0	75cm	9648A-4*

▼ 30mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	9653
3.0	2/0	75cm	9654
3.5	0	75cm	9655
4.0	1	75cm	9656

▼ 36mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	9663
3.0	2/0	75cm	9664
3.5	0	75cm	9665

▼ 39mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9674
3.5	0	75cm	9675

▼ 40mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	9676

▼ 45mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9684
3.5	0	75cm	9685

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	9695
4.0	1	75cm	9696

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße



▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9668
4.0	1	75cm	9670

▼ 90mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9678 *
3.5	0	75cm	9679 *
4.0	1	75cm	9680 *
5.0	2	75cm	9681 *



▼ 40mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	9575
4.0	1	75cm	9576

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
5.0	2	75cm	9587



● 12mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	9111
1.5	4/0	45cm	9112

● 17mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	9121
1.5	4/0	75cm	9122
2.0	3/0	75cm	9123

● 20mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	9922
2.0	3/0	75cm	9923

● 22mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	9132
2.0	3/0	75cm	9133
3.0	2/0	75cm	9134


● 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	9142
2.0	3/0	75cm	9143
3.0	2/0	75cm	9144
3.5	0	75cm	9145

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● **30mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	9153
3.0	2/0	75cm	9154
3.5	0	75cm	9155
4.0	1	75cm	9156

● **30mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	9155H
4.0	1	75cm	9156H

● **36mm**




METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	9163
3.0	2/0	75cm	9164
3.5	0	75cm	9165
4.0	1	75cm	9166
5.0	2	75cm	9167

● **40mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9174
3.5	0	75cm	9175
4.0	1	75cm	9176
3.5	0	90cm	9175-4 *
4.0	1	90cm	9176-4 *



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● **40mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
5.0	2	75cm	9177
5.0	2	90cm	9177-4

● **45mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	9181H
5.0	2	75cm	9182H

● **48mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	9184
3.5	0	75cm	9185
4.0	1	75cm	9186
5.0	2	75cm	9187
3.5	0	90cm	9185-4 *
4.0	1	90cm	9186-4 *
5.0	2	90cm	9187-4 *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße




▼ **Rovná řezná**
Schneidende Nadel (GS)

ROVNÁ
GERADE

▼ 60mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	9763
3.0	2/0	75cm	9764




● **Jehla kulatá**
Rundkörper Nadel (DR)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

● 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	9210




● **Jehla kulatá**
Rundkörper Nadel (GR)

ROVNÁ
GERADE

● 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	9436



○ **Jehla kulatá – Tupá špička**
Kreis stumpfe Rundkörper Nadel

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

○ 63mm


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	9003
4.0	1	90cm	9003-4

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB (PGLA)



NEOSORB PGLA je vhodný pro použití při zákrocích na měkkých tkáních a při oční chirurgii. Není určen pro neurologické a kardiovaskulární zákroky.

Materiál **NEOSORB PGLA** vyvolává minimální zánětlivou reakci, po níž následuje pomalu postupující vazivové zapouzdření. Postupná ztráta pevnosti a vstřebávání šicího materiálu **PGLA** je důsledkem hydrolytického rozkladu na kyselinu glykolovou a kyselinu mléčnou, která se následně v těle vstřebává a je metabolizována. Vstřebání začíná jako ztráta pevnosti tahu a bez znatelné ztráty hmoty.

NEOSORB PGLA si zachovává přibližně 50% průměrné pevnosti v tahu na konci třetího týdne po implantaci. Ke kompletnímu vstřebání vlákna dochází mezi 56-70 dny.

Das Polyglactin - Nahtmaterial ist für das Befestigen oder Verschließen von Weichteilen vorgesehen, einschließlich einer Verwendung bei ophthalmologischen Eingriffen aber seine Verwendung ist nicht für die Gewebe des zentralen kardiovaskulären und des zentralen Nervensystems indiziert.

Nach seiner Implantation verursacht das synthetische, resorbierbare, chirurgische Nahtmaterial **NEOSORB PGLA** eine sehr geringe Entzündung des Gewebes, die von einer entsprechenden örtlichen Bildung von fibrösem Bindegewebe gefolgt wird. Das Nahtmaterial **NEOSORB PGLA** wird durch Hydrolysen – Prozesse abgelöst, wobei das Copolymer zu Glycol- und Milchsäure abgebaut wird, und durch den allmählichen Verlust an Festigkeit wird schließlich von den Geweben resorbiert. Das Nahtmaterial **NEOSORB PGLA** verfügt über eine Restfestigkeit 50% nach 3 Wochen. Die Resorbierung des Nahtmaterials erfolgt innerhalb von 56-70 Tagen.

NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové, vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Violett, geflochten Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet .

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES

BEZ JEHLY	USP	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
	metric	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0
1 kus v balení, 150 cm	150 cm	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07
1 kus v balení, 180 cm	180 cm	-	-	N13	N14	N15	N16	N17
10 kusů v balení, 50cm každý	10 X 50 cm	-	N42	N43	N44	N45	N46	N47
6 kusů v balení, 45cm každý	6 X 45 cm	-	-	N33*	N34	N35	N36	N37 *
3 kusů v balení, 75cm každý	3 X 75 cm	-	-	N73 *	N74 *	N75 *	N76 *	N77*
5 kusů v balení, 70cm každý	5 X 70 cm	-	-	-	N84*	N85 *	N86 *	N87 *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové, vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Violett, geflochten Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ 12mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	N610
1.0	5/0	45cm	N611

▼ 16mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	N621
1.5	4/0	45cm	N622
2.0	3/0	45cm	N623
1.5	4/0	75cm	N622-4 *

▼ 19mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	N631
1.5	4/0	45cm	N632
2.0	3/0	75cm	N633

▼ 24mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	N642
2.0	3/0	75cm	N643
3.0	2/0	75cm	N644

▼ 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	N647
2.0	3/0	75cm	N648
3.0	2/0	75cm	N649
2.0	3/0	75cm	N648A-4 *

▼ 30mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	N653
3.0	2/0	75cm	N654
3.5	0	75cm	N655
4.0	1	75cm	N656

▼ 36mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	N663
3.0	2/0	75cm	N664
3.5	0	75cm	N665

▼ 39mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N674
3.5	0	75cm	N675

▼ 40mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	N676

▼ 45mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N684
3.5	0	75cm	N685

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	N695
4.0	1	75cm	N696

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové, vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Violett, geflochten Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N668
4.0	1	75cm	N670

● 12mm


METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	N111
1.5	4/0	45cm	N112

▼ 90mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N678*
3.5	0	75cm	N679*
4.0	1	75cm	N680*
5.0	2	75cm	N681*

● 17mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	N121
1.5	4/0	75cm	N122
2.0	3/0	75cm	N123



● 20mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	N922
2.0	3/0	75cm	N923

▼ 40mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	N575
4.0	1	75cm	N576

● 22mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	N132
2.0	3/0	75cm	N133
3.0	2/0	75cm	N134

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
5.0	2	75cm	N587

● 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	N142
2.0	3/0	75cm	N143
3.0	2/0	75cm	N144
3.5	0	75cm	N145


* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485


Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové, vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin chir. Violett, geflochten Nahtmaterial, esorbierbar, beschichtet.



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● **30mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	N153
3.0	2/0	75cm	N154
3.5	0	75cm	N155
4.0	1	75cm	N156

● **30mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	N155H
4.0	1	75cm	N156H

● **36mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	N163
3.0	2/0	75cm	N164
3.5	0	75cm	N165
4.0	1	75cm	N166
5.0	2	75cm	N167

● **40mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N174
3.5	0	75cm	N175
4.0	1	75cm	N176
3.5	0	90cm	N175-4*
4.0	1	90cm	N176-4*

● **40mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
5.0	2	75cm	N177
5.0	2	90cm	N177-4

● **45mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	N181H
5.0	2	75cm	N182H

● **48mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	N184
3.5	0	75cm	N185
4.0	1	75cm	N186
5.0	2	75cm	N187
3.5	0	90cm	N185-4*
4.0	1	90cm	N186-4*
5.0	2	90cm	N187-4*

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB (PGLA)

Splétané, fialové, vstřebatelné syntetické vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Violett, geflochten Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES




Jehla řezná
Schneidende Nadel (GS)

ROVNÁ
GERADE

▼ 60mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	N763
3.0	2/0	75cm	N764




Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (DR)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

● 12mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	N210



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (GR)

ROVNÁ
GERADE

● 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	N436



Jehla kulatá - tupá
Kreis stumpfe Rundkörper Nadel

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

○ 63mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	N003
4.0	1	90cm	N003-4

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB RAPID (RPGLA)



NEOSORB RAPID je doporučován na dentální zákroky, chirurgické operace kůže a sliznic a plastickou chirurgii, kde je vhodná pouze krátkodobá podpora stehu. Není vhodný pro oční, neurologické nebo kardiovaskulární implantace.

Materiál **NEOSORB RAPID** vyvolává minimální zánětlivou reakci, po níž následuje pomalu postupující vazivové zapouzdření. Postupná ztráta pevnosti a vstřebávání tohoto šicího materiálu je důsledkem hydrolytického rozkladu na kyselinu glykolovou a kyselinu mléčnou, která se následně v těle vstřebává a je metabolizována.

NEOSORB RAPID si zachovává přibližně 50% původní síly tahu po 5 dnech po implantaci. Veškerá pevnost v tahu se ztrácí po 10 až 14 dnech. Ke kompletní absorpci dochází během 42 dní.

Das synthetische, resorbierbare, chirurgische Nahtmaterial NEOSORB-PGLA RAPID ist für das Befestigen oder Verschließen von Weichteilen vorgesehen, einschließlich einer Verwendung bei der Mundschleimhaut, der plastischen Chirurgie und im Allgemeinen wo kurzfristige Unterstützung notwendig ist. Seine Verwendung ist nicht für die Gewebe des zentralen kardiovaskulären, des zentralen Nerven- und visuellen Systems indiziert.

Nach seiner Implantation verursacht das synthetische, resorbierbare, chirurgische Nahtmaterial **RAPID PGLA (RPGLA)** eine sehr geringe Entzündung des Gewebes, die von einer entsprechenden örtlichen Bildung von fibrösem Bindegewebe gefolgt wird. Das Nahtmaterial **RAPID PGLA(RPGLA)** wird durch Hydrolysen – Prozesse abgelöst, wobei das Copolymer zu Glycol- und Milchsäure abgebaut wird, und durch den allmählichen Verlust an Festigkeit wird schließlich von den Geweben resorbiert. Das Nahtmaterial **RAPID PGLA (RPGLA)** verfügt über eine Restfestigkeit 50% nach 5 Tagen. Die gesamte ursprüngliche Festigkeit des Nahtmaterials verläuft innerhalb von 10 – 14 Tagen nach der Implantation. Die Resorbierung des Nahtmaterials erfolgt innerhalb von 42 Tagen.

NEOSORB RAPID (RPGLA)

Splétané, nebarvené, syntetické, rychle vstřebatelné vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Rapid ungefärbt geflochten, Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet .

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES

BEZ JEHLY	USP	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
	metric	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0
1 kus v balení, 150 cm	150 cm	-	NR 02	NR 03	NR 04	NR 05	NR 06	-

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB RAPID (RPGLA)

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES

Splétané, nebarvené, syntetické, rychle vstřebatelné vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Rapid ungefärbt geflochten, Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.



▼ 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	NR 611
1.5	4/0	45cm	NR 612

▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	NR 621
1.5	4/0	45cm	NR 622

19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	NR 632
1.5	4/0	75cm	NR 632-4*
2.0	3/0	45cm	NR 633
2.0	3/0	75cm	NR 633-4*

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	45cm	NR 643
2.0	3/0	75cm	NR 643-4*
3.0	2/0	45cm	NR 644
3.0	2/0	75cm	NR 644-4*



▼ 18mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	NR 522
2.0	3/0	45cm	NR 523

▼ 22mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	45cm	NR 533
3.0	2/0	45cm	NR 534

▼ 40mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	90cm	NR 575
4.0	1	90cm	NR 576



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	NR 922
2.0	3/0	75cm	NR 923

● 22mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	NR 132
2.0	3/0	75cm	NR 133
3.0	2/0	75cm	NR 134

● 26mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	NR 143
3.0	2/0	75cm	NR 144

● 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	NR 154
3.5	0	75cm	NR 155

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

NEOSORB RAPID (RPGLA)

Splétané, nebarvené, syntetické, rychle vstřebatelné vlákno z polyglaktinu 910, potažené.
Polyglactin 910 chir. Rapid ungefärbt geflochten, Nahtmaterial, resorbierbar, beschichtet.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 36mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	90cm	NR 166

● 40mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	90cm	NR 175
4.0	1	90cm	NR 176

*

k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

MONOSORB



Monosorb je univerzální vlákno na měkké tkáně, vhodné na použití v mikrochirurgii a při očních zákrocích. Není vhodné pro operace tkání CNS a kardiovaskulárních tkání.

Materiál **Monosorb** způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou reakci, která odpovídá typické endogenní reakci na cizí těleso.

Progresivní ztráta pevnosti v tahu a případná absorpce švů probíhá pomocí hydrolýzy, kdy polymer degraduje na oxid uhličitý a vodu, které se následně absorbují a metabolizují tkáněmi. Absorpce začíná jako ztráta pevnosti v tahu bez znatelné ztráty objemu vlákna.

Sutury **MONOSORB** si zachovávají 65-70% původní pevnosti v tahu po 4 týdnech a 50-60% po 6 týdnech.

Ke vstřebání stehu dojde kompletně v rozmezí od 180 do 220 dnů.

Die synthetische chirurgische Naht MONOSORB wird zur allgemeinen Annäherung von Weichteilen, selbst bei mikrochirurgischen und augenärztlichen Eingriffen benutzt. Die Verwendung ist nicht indiziert für Gewebe des kardiovaskulären Systems und des ZNS.

Die Implantation der synthetischen absorbierbaren chirurgischen Naht **MONOSORB** verursacht beim Gewebe zunächst eine Entzündungsreaktion, ähnlich der auf einen Fremdkörper, und anschließend bildet sich ein lokales Bindegewebe aus. Es folgt ein schrittweiser Verlust der Ausdauer und des Nahtvolumens aufgrund der Absorption durch Hydrolyse, bei der die Naht in Kohlendioxid und Wasser abgebaut und vollkommen vom Gewebe absorbiert wird. Während der ersten Absorptionsstadien beobachtet man einen schrittweisen Verlust der Nahtausdauer ohne entsprechenden Verlust ihres Volumens. Die Naht **MONOSORB** verfügt nach 4 Wochen über eine Ausdauer von 65-70% und nach 6 Wochen über 50-60%. Die Absorption der Naht wird nach einem Zeitraum von 180 bis 220 Tagen nach der Implantation abgeschlossen.

MONOSORB

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno (PDO) s poly(p-dioxanonem).
Poly-p-dioxanone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ 12mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	8611

▼ 16mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	8621
1.5	4/0	45cm	8622

▼ 19mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	8632

▼ 24mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	8642
2.0	3/0	75cm	8643

▼ 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	8648

▼ 30mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8654

▼ 36mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8664

▼ 39mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8674

▼ 45mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8684

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8696

▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8670

▼

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8680 *
5.0	2	75cm	8681 *



▼ 40mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	8575

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8586

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

MONOSORB

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno (PDO) s poly(p-dioxanonem).
Poly-p-dioxanone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



● 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	8111
1.5	4/0	45cm	8112

● 17mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	8121
1.5	4/0	75cm	8122

●

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	8922
2.0	3/0	75cm	8923

● 22mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	8132
2.0	3/0	75cm	8133

● 26mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	8143
3.0	2/0	75cm	8144

● 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	8153
3.0	2/0	75cm	8154
3.5	0	75cm	8155

● 30mm SILNÁ

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8156H

● 36mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8164
3.5	0	75cm	8165
4.0	1	75cm	8166

● 40mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8174
3.5	0	75cm	8175
4.0	1	75cm	8176
4.0	1	90cm	8176-4

● 40mm SILNÁ

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
5.0	2	75cm	8177
3.5	0	150cm LOOP	8175L
4.0	1	150cm LOOP	8176L

● 45mm SILNÁ

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8181H

● 48mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	75cm	8186
5.0	2	75cm	8187
4.0	1	90cm	8186-4

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008- EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

MONOSORB

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno (PDO) s poly(p-dioxanonem).
Poly-p-dioxanone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (GR)

ROVNÁ
GERADE

● 19mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	8432



Jehla kulatá – tupý hrot
Kreis stumpfe Rundkörper Nadel

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

○ 63mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	100cm	8003



Jehla řezná
Schneidende Nadel (GS)

ROVNÁ
GERADE

▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	8764

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

MONOFAST



Monofilní materiál **Monofast** je indikován pro použití při všeobecné aproximaci a ligaci měkkých tkání. Nepoužívá se na kardiovaskulární tkáň, tkáň centrální nervové soustavy nebo oftalmologické operace.

Materiál **MONOFAST** vyvolává minimální zánětlivou reakci, po níž následuje pomalu postupující vazivové zapouzdření. Postupná ztráta pevnosti a vstřebávání šicího materiálu **MONOFAST** je důsledkem hydrolytického rozkladu na kyselinu adipovou, která se následně rozkládá a je vstřebávána tkáněmi..

Vstřebání začíná jako ztráta pevnosti tahu a bez znatelné ztráty hmoty. **MONOFAST** si zachovává přibližně 68 – 78% průměrné pevnosti v tahu na konci prvního týdne po implantaci a přibližně 30% na konci druhého týdne po implantaci. Ke kompletnímu vstřebání vlákna dochází mezi 90-100 dny. Původní pevnost v tahu se prakticky ztrácí po 28 dnech po implantaci.

Die chirurgische Naht MONOFAST ist geeignet zur Vernähung von Weichteilen, mit Ausnahme des kardiovaskulären Gewebes und des ZNS. Außerdem kann sie nicht für augenärztliche und mikrochirurgische Eingriffe benutzt werden.

Die Implantation der synthetischen absorbierbaren chirurgischen Naht **MONOFAST** verursacht beim Gewebe zunächst eine Entzündungsreaktion, ähnlich der auf einen Fremdkörper, und anschließend bildet sich ein lokales Bindegewebe aus. Es folgt ein schrittweiser Verlust der Ausdauer und des Nahtvolumens aufgrund der Absorption durch Hydrolyse, bei der die Naht in Adipinsäure abgebaut wird und schließlich vollständig vom Gewebe absorbiert und abgebaut wird. Bei der Absorption der Naht beobachtet man zunächst einen Verlust der Ausdauer, ohne bedeutende Volumenabnahme. Die Naht erhält sich eine verbleibende Ausdauer von 68-78% nach einer Woche und bis zu 30% zum Ende der zweiten Woche hin. Die Absorption der Naht ist nach einem Zeitraum von 90 bis 110 Tagen abgeschlossen. Die Summe der Anfangsausdauer geht nach etwa 28 Tagen verloren.

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno z kyseliny polyglukolové s polykaprolaktonem.
Polyglykosäure-co-polycaprolactone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 12mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	18611
1.5	4/0	45cm	18612

▼ 16mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	18621
1.5	4/0	45cm	18622

▼ 19mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	18632

▼ 24mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	18643

▼ 26mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	18648

▼ 30mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18654

▼ 36mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18664

▼ 39mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18674

▼ 45mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm	18685

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	18696

▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	18670

▼ 90mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	18680 *
5.0	2	75cm	18681 *



Jehla řezná
Schneidende Nadel (HS)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

▼ 50mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	90cm	18586-4 *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

MONOFAST

Monofilní, fialové, syntetické vstřebatelné vlákno z kyseliny polyglukolové s polykaprolaktonem..
Polyglykösäure-co-polycaprolactone chir. Nahtmaterial. Violett, monofil, resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES



● 12mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	18111

● 17mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	18122

● 20mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	18922

● 22mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	18132
2.0	3/0	75cm	18133

● 26mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	18143
3.0	2/0	75cm	18144

● 30mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	18153
3.0	2/0	75cm	18154
3.5	0	75cm	18155

● 30mm SILNÁ



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	18156H

● 36mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18164
3.5	0	75cm	18165
4.0	1	75cm	18166

● 40mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18174
3.5	0	75cm	18175
4.0	1	75cm	18176
3.5	0	90cm	18175-4 *
4.0	1	90cm	18176-4 *

● 45mm SILNÁ



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	90cm	18181H-4 *

● 48mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	18186
5.0	2	75cm	18187

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße



Jehla kulatá – tupý hrot
Kreis stumpfe Rundkörper Nadel

3/8 KRUHU
KREIS 3/8



○ **63mm**

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	100cm	18003



Jehla řezná - rovná
Schneidende Nadel (GS)

ROVNÁ
GERADE

▼ **60mm**

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	18764



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (GR)

ROVNÁ
GERADE

● **19mm**

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	18432

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

PROPYLEN



PROPYLEN je používán k ligaci a aproximaci měkkých tkání, při oftalmologické chirurgii, kardiovaskulárních a neurochirurgických operacích. Materiál kompatibilní s živou tkání.

PROPYLEN po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání.

PROPYLEN se nevstřebává ani nepodléhá rozkladu působením tkáňových enzymů.

Díky své jednovláknové struktuře a antikapilárním vlastnostem je tento materiál vhodný pro použití v místě s žádoucí minimální reakcí tkáně. Riziko kontaminace rány a jejího zanícení se tak snižuje na minimum.

PROPYLEN není adherentní k tkáním a kdykoli může být jednoduše a bezbolestně odstraněn. Stehy se obvykle odstraňují do 30 dní od zákroku.

Die nicht absorbierbare chirurgische Naht wird vorwiegend zur Kontaktfestigung oder Vernähung von Weichteilen und für augenärztliche Eingriffe, kardiovaskuläre und neurologische Operationen benutzt. Das Material ist besonders kompatibel mit dem Gewebe.


Die Naht **PROPYLEN** ruft zunächst eine geringe entzündliche Reaktion des Gewebes hervor mit anschließender Kapselbildung von Bindegewebe rund um diesen Bereich. Die Naht wird nicht vom Gewebe absorbiert, sie wird nicht abgebaut und verliert durch die proteolytischen Enzyme nicht an Dehnfestigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass sie fast passiv mit dem Gewebe reagiert, wird ihre Benutzung besonders in Fällen empfohlen, in denen eine möglichst geringe Reaktion erwünscht ist. Die Naht wird für infizierte oder von Infektion gefährdete Wunden benutzt. Die Naht **PROPYLEN** verklebt nicht mit dem Gewebe und kann somit leicht und schmerzfrei entfernt werden. Die Naht wird in der Regel innerhalb von einem Monat entfernt.

PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenů.

Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 10mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6600

▼ 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6610
1.0	5/0	45cm	6611
1.5	4/0	45cm	6612

▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6620
1.0	5/0	45cm	6621
1.5	4/0	45cm	6622
2.0	3/0	45cm	6623

▼ 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6630
1.0	5/0	45cm	6631
1.5	4/0	45cm	6632
2.0	3/0	45cm	6633
3.0	2/0	45cm	6634
2.0	3/0	75cm	6633-4

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	6641
1.5	4/0	45cm	6642
2.0	3/0	45cm	6643
3.0	2/0	45cm	6644
2.0	3/0	75cm	6643-4



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 26mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	6647
2.0	3/0	75cm	6648
3.0	2/0	75cm	6649

▼ 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6653
3.0	2/0	75cm	6654

▼ 36mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6663
3.0	2/0	75cm	6664

▼ 39mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6673
3.0	2/0	75cm	6674
3.5	0	75cm	6675
3.0	2/0	100cm	6674-4

▼ 45mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	6684

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße


PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)
3/8 KRUHU
KREIS 3/8



Jehla řezná
Schneidende Nadel (HS)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



▼ **50mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	6694



▼ **22mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6533




▼ **60mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6667
3.0	2/0	75cm	6668



▼ **40mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	90cm	6575



90mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
▼ 3.0	2/0	100cm	6678
3.5	0	100cm	6679
4.0	1	100cm	6680
5.0	2	100cm	6681



Jehla řezná
Schneidende Nadel (GS)
ROVNÁ
GERADE

▼ **51mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6753
3.0	2/0	75cm	6754



▼ **90mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	60cm	6680B



▼ **60mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6763
3.0	2/0	75cm	6764



▼ **75mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	100cm	6773
3.0	2/0	100cm	6774

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße


PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (DR)
3/8 KRUHU
KREIS 3/8



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● **8mm DVOJITÁ**  230 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.4	8/0	45cm	6898D
0.5	7/0	60cm	6899D
0.7	6/0	60cm	6900D

● **13mm DVOJITÁ** 

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	6111D

● **10mm DVOJITÁ**  280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	60cm	6200D

● **17mm DVOJITÁ** 

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm	6121D
1.5	4/0	90cm	6122D
2.0	3/0	90cm	6123D
3.0	2/0	90cm	6124D

● **12mm** 

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	60cm	6210
1.0	5/0	60cm	6211

● **20mm DVOJITÁ** 

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6922D

● **12mm DVOJITÁ**  280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.5	7/0	60cm	6209D
0.7	6/0	60cm	6210D

● **22mm** 

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6133

● **12mm DVOJITÁ**  320 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	60cm	6211D

● **22mm DVOJITÁ** 


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6132D
2.0	3/0	90cm	6133D

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 26mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	6144
3.5	0	75cm	6145
3.5	0	90cm	6145-4*

● 36mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	75cm	6165
3.5	0	90cm	6165-4*
4.0	1	90cm	6166-4*

● 26mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6142D
2.0	3/0	90cm	6143D
3.0	2/0	90cm	6144D

● 36mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	90cm	6163D
3.0	2/0	90cm	6164D
3.5	0	90cm	6165D

● 30mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6153
3.0	2/0	75cm	6154
3.5	0	75cm	6155
4.0	1	75cm	6156
3.5	0	90cm	6155-4*
4.0	1	90cm	6156-4*

● 40mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	90cm	6175
4.0	1	90cm	6176

● 30mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	90cm	6153D
3.0	2/0	90cm	6154D

● 40mm HEAVY



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	150cm LOOP	6175L*
4.0	1	150cm LOOP	6176L*

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

PROPYLEN


Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nichtresorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná – extra jemná
Schneidende Nadel mit
Mikro-präzisionsspitze (DSMP)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8



Jehla řezná – extra jemná
Schneidende Nadel mit
Mikro-präzisionsspitze (DSMP)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 10mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6600S *

▼ 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6610S *
1.0	5/0	45cm	6611S *
1.5	4/0	45cm	6612S *

▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6620S *
1.0	5/0	45cm	6621S *
1.5	4/0	45cm	6622S *

▼ 19mm


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	6630S *
1.0	5/0	45cm	6631S *
1.5	4/0	45cm	6632S *
2.0	3/0	45cm	6633S *
1.5	4/0	75cm	6632S4 *
2.0	3/0	75cm	6633S4 *

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	6641S *
1.5	4/0	45cm	6642S *
2.0	3/0	45cm	6643S *
1.5	4/0	75cm	6642S4 *
2.0	3/0	75cm	6643S4 *

▼ 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	6653S *
3.0	2/0	75cm	6654S *



Jehla kulatá – diamantový hrot
Schneidende rundkörper
Nadel (HRT)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

⊕ 22mm DVOJITÁ

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6132DT *
2.0	3/0	90cm	6133DT *
3.0	2/0	90cm	6134DT *

⊕ 26mm DVOJITÁ

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	90cm	6143DT *
3.0	2/0	90cm	6144DT *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES

CV LINE (Kardiovaskulární)



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (DR)
3/8 KRUHU
KREIS 3/8

CV LINE (Kardiovaskulární)



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 8mm DVOJITÁ



230 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.4	8/0	45cm	6898C *
0.5	7/0	60cm	6899C *
0.7	6/0	60cm	6900C *

● 13mm DVOJITÁ



320 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	6111C *

● 10mm DVOJITÁ



280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	60cm	6200C *

● 17mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm	6121C *
1.5	4/0	90cm	6122C *
2.0	3/0	90cm	6123C *

● 12mm DVOJITÁ



280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.5	7/0	60cm	6209C *
0.7	6/0	60cm	6210C *

● 20mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6922C *

● 12mm DVOJITÁ



320 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	60cm	6211C *

● 22mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6132C *
2.0	3/0	90cm	6133C *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

PROPYLEN

Monofilní, modré, nevstřebatelné vlákno z propylenu.
Polypropylen chir. Nahtmaterial. Blau monofil, nichtresorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES

BLACK LINE (Kardiovaskulární)



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (DR)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

● 8mm DVOJITÁ



230 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.5	7/0	60cm	6899B

● 10mm DVOJITÁ



280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	60cm	6200B

● 12mm DVOJITÁ



280 mikronů

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	60cm	6210B

BLACK LINE (Kardiovaskulární)



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 17mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm	6121B

● 20mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6922B

● 26mm DVOJITÁ




METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	6142B

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

POLYAMID



Monofilní nevstřebatelný materiál Polyamid je indikován k šití měkkých tkání, je vhodný na použití při stomatochirurgických zákrocích, není určen pro kardiovaskulární, oftalmologické a neurologické zákroky.

POLYAMID není adherentní k tkáním a lze jej snadno odstranit. Obvykle se odstraňuje do 30 dní od implantace

Die monoklone nicht absorbierende Polyamidnaht wird im allgemeinen zur Annäherung, Vernähung und Festigung von Weichteilen benutzt, doch seine Anwendung ist nicht indiziert für Gewebe des zentralen kardiovaskulären Systems und des ZNS.

Die Nichtverklebung der **POLYAMID**-Naht mit dem Gewebe erlaubt ihre einfache und schmerzlose Entfernung. Die Naht wird in der Regel innerhalb von einem Monat entfernt.

POLYAMID

Modrý, monofilní, nevstřebatelný šicí materiál z polyamidu (nylonu).
Polyamid chir. Nahtmaterial. Blau, monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 10mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	4600
1.0	5/0	45cm	4601

▼ 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	4610
1.0	5/0	45cm	4611
1.5	4/0	45cm	4612

▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	4620
1.0	5/0	45cm	4621
1.5	4/0	45cm	4622
2.0	3/0	45cm	4623

▼ 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	4631
1.5	4/0	45cm	4632
2.0	3/0	45cm	4633
3.0	2/0	45cm	4634
1.5	4/0	75cm	4632-4
2.0	3/0	75cm	4633-4

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	4641
1.5	4/0	45cm	4642
2.0	3/0	45cm	4643
3.0	2/0	45cm	4644
1.5	4/0	75cm	4642-4
2.0	3/0	75cm	4643-4
3.0	2/0	75cm	4644-4

▼ 26mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	4647
2.0	3/0	45cm	4648
3.0	2/0	45cm	4649
3.5	0	75cm	4650
1.5	4/0	75cm	4647-4
2.0	3/0	75cm	4648-4
3.0	2/0	75cm	4649-4

▼ 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	4653
3.0	2/0	75cm	4654
3.5	0	75cm	4655

▼ 36mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	4663
3.0	2/0	75cm	4664
3.5	0	75cm	4665

▼ 39mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	4673
3.0	2/0	75cm	4674
3.5	0	75cm	4675

▼ 45mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	4684
3.5	0	75cm	4685
3.0	2/0	100cm	4684-4

▼ 50mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	75cm	4695
4.0	1	75cm	4696

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

POLYAMID

Modrý, monofilní, nevstřebatelný šicí materiál z polyamidu (nylonu).
Polyamid chir. Nahtmaterial. Blau, monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES

▼ 60mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
2.0	3/0	75cm	4667
3.0	2/0	75cm	4668

▼ 90mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
3.0	2/0	100cm	4678
3.5	0	100cm	4679
4.0	1	100cm	4680
5.0	2	100cm	4681

2 ks v balení

▼ 90mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
4.0	1	60cm	4680B
3.5	0	75cm	4679B
4.0	1	75cm	4680B-4



Jehla řezná – extra jemná
Schneidende Nadel mit
Mikro-präzisionsspitze (DSMP)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 10mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
0.7	6/0	45cm	4600S *

▼ 12mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
0.7	6/0	45cm	4610S *
1.0	5/0	45cm	4611S *
1.5	4/0	45cm	4612S *

▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
0.7	6/0	45cm	4620S *
1.0	5/0	45cm	4621S *
1.5	4/0	45cm	4622S *

▼ 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
0.7	6/0	45cm	4630S *
1.0	5/0	45cm	4631S *
1.5	4/0	45cm	4632S *
2.0	3/0	45cm	4633S *
1.5	4/0	75cm	4632S4*
2.0	3/0	75cm	4633S4*

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
1.0	5/0	45cm	4641S *
1.5	4/0	45cm	4642S *
2.0	3/0	45cm	4643S *
1.5	4/0	75cm	4642S4*
2.0	3/0	75cm	4643S4*



Jehla řezná
Schneidende Nadel (HS)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

▼ 40mm

METRIC	USP	DĚLKA	KOD
3.5	0	90cm	4575

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich


EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße


POLYAMID

Modrý, monofilní, nevstřebatelný šicí materiál z polyamidu (nylonu).
Polyamid chir. Nahtmaterial. Blau, monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



● **30mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	4154
3.5	0	75cm	4155
4.0	1	75cm	4156
3.0	2/0	100cm	4154-4



● **48mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	75cm	4185
4.0	1	75cm	4186
5.0	2	75cm	4187



● **30mm HEAVY**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	150cm LOOP	4154L
3.5	0	150cm LOOP	4155L



● **50mm HEAVY**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	150cm LOOP	4185L
4.0	1	150cm LOOP	4186L



● **36mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	75cm	4165
4.0	1	150cm LOOP	4166L



▼ **Jehla řezná - rovná**
Schneidende Nadel (GS)
ROVNÁ
GERADE



● **40mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	90cm	4175
4.0	1	90cm	4176

▼ **50mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	4753
3.0	2/0	75cm	4754



● **40mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	150cm LOOP	4174L
3.5	0	150cm LOOP	4175L
4.0	1	150cm LOOP	4176L

▼ **60mm**


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	4763
3.0	2/0	75cm	4764

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ



Splétaný nevstřebatelný materiál Silk (hedvábí) je indikován na aproximaci a ligaci měkkých tkání, oblíbený je na použití při orální a maxilofaciální chirurgii. Tento šicí materiál není vhodný pro operace kardiovaskulárního systému a tkání centrální nervové soustavy.

Materiál **SILK** po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání. Hedvábné vlákno je nevstřebatelné, ale protein přirozeně obsažen ve vlákne postupně degraduje a v těle může vést k postupné ztrátě pevnosti v tahu.

Die nicht resorbierbare Seiden-Flechtnaht wird im allgemeinen zur Annäherung und Vernähung von Weichteilen benutzt, ausgenommen von Gewebe des kardiovaskulären Gewebes und des ZNS. Die Nutzung der nicht resorbierbaren chirurgischen Naht **SILK** verursacht zunächst eine geringe entzündliche Reaktion entsprechend der Reaktion auf einen Fremdkörper und anschließend bildet sich eine Bindegewebekapsel rund um die Naht aus. Trotz der Tatsache, dass die Seidennähte nicht absorbiert werden, findet eine Hydrolyse in vivo statt, die eine Minderung der Ausdauer zur Folge hat.

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

BEZ JEHLY	USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	4
	metric	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	6.0
1 kus v balení, 150 cm	150 cm	102	103	104	105	106	107	108	109
1 kus v balení, 180 cm	180 cm	112	113	114	115	116	117	-	119
10 kusů v balení, 50cm každý	10 X 50 cm	-	143	144	145	146	147	-	-
10 kusů v balení, 75cm každý	10 X 75 cm	152	153	154	155	156	-	-	-
5 kusů v balení, 75cm každý	5 X 75 cm	-	-	-	-	-	157	-	159
13 kusů v balení, 60cm každý	13 X 60 cm	162	163	164	165	166	-	-	-

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ **Jehla řezná**
Schneidende Nadel (DS)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

▼ 10mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1600

▼ 10mm - dvojité



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1600D *

▼ 12mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1610
1.0	5/0	45cm	1611
1.5	4/0	45cm	1612

▼ 12mm DVOJITÉ



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1610D *
1.5	4/0	45cm	1612D *

▼ 16mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1620
1.0	5/0	45cm	1621
1.5	4/0	75cm	1622
2.0	3/0	75cm	1623
3.0	2/0	75cm	1624

▼ 19mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1632
2.0	3/0	75cm	1633
3.0	2/0	75cm	1634

▼ 24mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	1641
1.5	4/0	75cm	1642
2.0	3/0	75cm	1643
3.0	2/0	75cm	1644

▼ 26mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1647
2.0	3/0	75cm	1648
3.0	2/0	75cm	1649

▼ 30mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1653
3.0	2/0	75cm	1654
3.5	0	75cm	1655
4.0	1	75cm	1656

▼ 36mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1663
3.0	2/0	75cm	1664
3.5	0	75cm	1665

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ 39mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1673
3.0	2/0	75cm	1674
3.5	0	75cm	1675
4.0	1	75cm	1676

▼ 45mm


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	1684
3.5	0	75cm	1685

▼ 50mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.5	0	75cm	1695
4.0	1	75cm	1696

▼ 60mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	1668
4.0	1	75cm	1670




▼ 90mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
4.0	1	60cm	1680B *

▼ 90mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	90cm	1678
3.5	0	90cm	1679
4.0	1	90cm	1680
5.0	2	90cm	1681



▼ 18mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1522
2.0	3/0	75cm	1523

▼ 22mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1532
2.0	3/0	75cm	1533
3.0	2/0	75cm	1534

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná – rovná
Schneidende Nadel (GS)

ROVNÁ
GERADE

▼ 50mm


METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1753
3.0	2/0	75cm	1754

▼ 55mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	1759

▼ 60mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1763
3.0	2/0	75cm	1764




Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (GR)

ROVNÁ
GERADE

▼ 20mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1432
2.0	3/0	75cm	1433



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (DR)

3/8 KRUHU
KREIS 3/8

● 10mm


METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	1201

● 15mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	1221
1.5	4/0	75cm	1222

● 18mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1232
2.0	3/0	75cm	1233



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 17mm

METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	1121
1.5	4/0	75cm	1122
2.0	3/0	75cm	1123
3.0	2/0	75cm	1124

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485


Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ


Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● **20mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1922
2.0	3/0	75cm	1923

● **36mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1163
3.0	2/0	75cm	1164
3.5	0	75cm	1165
4.0	1	75cm	1166

● **20mm DOUBLE**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1922D *

● **22mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1132
2.0	3/0	75cm	1133
3.0	2/0	75cm	1134

● **40mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm	1174
3.5	0	75cm	1175
4.0	1	75cm	1176

● **26mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1142
2.0	3/0	75cm	1143
3.0	2/0	75cm	1144
3.5	0	75cm	1145

● **40mm SILNÁ**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
5.0	2	75cm	1177

● **30mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1153
3.0	2/0	75cm	1154
3.5	0	75cm	1155
4.0	1	75cm	1156

● **48mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
4.0	1	75cm	1186
5.0	2	75cm	1187

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



▼ 16mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	1620S *
1.0	5/0	45cm	1621S *
1.5	4/0	45cm	1622S *

▼ 19mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	1631S *
1.5	4/0	45cm	1632S *
2.0	3/0	45cm	1633S *

▼ 24mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	1641S *
1.5	4/0	45cm	1642S *
2.0	3/0	45cm	1643S *
1.5	4/0	75cm	1642S4 *
2.0	3/0	75cm	1643S4 *

▼ 30mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1653S *
3.0	2/0	75cm	1654S *
3.5	0	75cm	1655S *

⊕ 15mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	1221T
1.5	4/0	75cm	1222T

⊕ 18mm

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1232T
2.0	3/0	75cm	1233T

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SILK - HEDVÁBÍ

Splétané, černé, povoskované chirurgické šicí vlákno.

Seide chir. Nahtmaterial. Schwarz, geflochten, Wachs beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



⊕ **17mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm	1121T
1.5	4/0	75cm	1122T
2.0	3/0	75cm	1123T

⊕ **20mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1922T
2.0	3/0	75cm	1923T

⊕ **22mm**



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm	1132T
2.0	3/0	75cm	1133T
3.0	2/0	75cm	1134T

⊕ **26mm**




METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm	1143T
3.0	2/0	75cm	1144T
3.5	0	75cm	1145T *

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

POLYESTER



Polyester se používá na aproximaci a ligaci měkkých tkání při neurochirurgii, oční chirurgii a nebo kardiovaskulární chirurgii.

Polyester po implantaci způsobuje pouze počáteční mírnou zánětlivou odezvu a poté je pomalu a postupně opouzdřen pojivovou tkání.

Materiál **Polyester** se nevstřebává a ani nejsou známé žádné změny v pevnosti tahu in vivo.

Die nicht absorbierende chirurgische Naht POLYESTER wird zur Vernähung und Festigung von Weichteilen, auch bei kardiovaskulären, neurologischen und augenärztlichen Eingriffen benutzt. Die Anwendung der nicht absorbierenden chirurgischen Naht **POLYESTER** führt zunächst zu einer Entzündungsreaktion des Gewebes, die einer Fremdkörperreaktion gleich kommt, schrittweise gefolgt von der Bildung einer Bindegewebekapsel rund um die Naht. Die Nähte **POLYESTER** werden nicht absorbiert und weisen keinen Ausdauerungsverlust aufgrund der in vivo Hydrolyse auf.

POLYESTER

Zelené, splétané, nevstřebatelné šicí vlákno, potažené silikonem
Polyester chir. Nahtmaterial. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla řezná
Schneidende Nadel (DS)
3/8 KRUHU
KREIS 3/8



Jehla řezná
Schneidende Nadel (HS)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

▼ 12mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm zelený	5612

▼ 18mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5523

▼ 16mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5622

▼ 22mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5532
2.0	3/0	75cm zelený	5533

▼ 19mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5632
2.0	3/0	75cm zelený	5633



Jehla řezná
Schneidende Nadel (GS)
ROVNÁ
GERADE

▼ 24mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5643

▼ 51mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5753

▼ 30mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.5	0	75cm zelený	5655

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

POLYESTER

Zelené, splétané, nevstřebatelné šicí vlákno, potažené silikonem
Polyester chir. Nahtmaterial. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2



Jehla kulatá
Rundkörper Nadel (HR)
1/2 KRUHU
KREIS 1/2

● 17mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm zelený	5121
1.5	4/0	75cm zelený	5122
2.0	3/0	75cm zelený	5123

● 26mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	90cm zelený	5143D
3.0	2/0	90cm zelený	5144D

● 17mm DVOJITÁ



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm zelený	5122D
2.0	3/0	90cm zelený	5123D
3.0	2/0	90cm zelený	5124D

● 30mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5153

● 20mm DOUBLE



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm zelený	5922D

● 22mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5132
3.0	2/0	75cm zelený	5134

● 36mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
3.0	2/0	75cm zelený	5164
4.0	1	75cm zelený	5166

● 26mm



METRIC	USP	DÉLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5143
3.0	2/0	75cm zelený	5144

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

POLYESTER

Zelené, splétané, nevstřebatelné šicí vlákno, potažené silikonem
Polyester chir. Nahtmaterial. Grün, geflochten, Silikon beschichtet, nicht resorbierbar.

medipac[®] GREECE
MEDICAL SUPPLIES



Jehla kulatá – diamantový hrot
Schneidende rundkörper
Nadel (HRT)

1/2 KRUHU
KREIS 1/2

⊕ **26mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
2.0	3/0	75cm zelený	5143T
3.0	2/0	75cm zelený	5144T

⊕ **17mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	75cm zelený	5121T
1.5	4/0	75cm zelený	5122T
2.0	3/0	75cm zelený	5123T
3.0	2/0	75cm zelený	5124T

⊕ **17mm DVOJITÁ**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm zelený	5121DT *
1.5	4/0	90cm zelený	5122DT *
2.0	3/0	90cm zelený	5123DT *
3.0	2/0	90cm	5124DT *

⊕ **17mm DVOJITÁ**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	90cm 5 zelený+5 bílý	5124M *

⊕ **20mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5922T
2.0	3/0	75cm zelený	5923T

⊕ **20mm DVOJITÁ**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm zelený	5922DT *

⊕ **22mm**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	75cm zelený	5132T
2.0	3/0	75cm zelený	5133T
3.0	2/0	75cm zelený	5134T

⊕ **26mm DVOJITÁ**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	90cm zelený	5144DT *

⊕ **26mm DVOJITÁ**

METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
3.0	2/0	90cm 5 zelený+5 white	5144M *

⊕ **45mm SILNÁ**


METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
5.0	2	75cm zelený	5182H

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

PROFIMED



PROFIMED je sterilní nevstřebatelné chirurgické šicí vlákno vyrobené z polytetrafluorethylenu (PTFE).

PROFIMED je používán k ligaci a aproximaci měkkých tkání, při dentálních, implantologických zákrocích a kardiovaskulárních operacích. Není určen pro oftalmologickou chirurgii, mikrochirurgii či použití na periferní nervové tkáni.

Použití šicího materiálu **PROFIMED** může u některých pacientů způsobit dočasné lokální podráždění nebo dočasnou zánětlivou odezvu na cizí tělo. Vliv cizí látky může zpočátku zhoršit předchozí zánět tkáně.

Das chirurgische Nahtmaterial PROFIMED ist ein steriles, monofiles, nicht resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymeren.

Das chirurgische Nahtmaterial **PROFIMED** ist für das Befestigen oder Verschließen von Weichteilen vorgesehen, einschließlich einer Verwendung bei kardiochirurgischen und zahnärztlichen Eingriffen. Seine Verwendung ist nicht für ophthalmologische Eingriffe sowie in der Mikrochirurgie und bei peripherem Nervengewebe indiziert. Nach seiner Implantation verursacht das chirurgische Nahtmaterial PROFIMED eine sehr geringe örtliche Entzündung des Gewebes, die einer Reaktion auf Fremdkörper entspricht und von einer entsprechenden örtlichen Bildung von fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.



● **10mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	90cm	PR200D

● **12mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	90cm	PR210D
1.0	5/0	90cm	PR211D



● **13mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm	PR111D

● **17mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	90cm	PR121D
1.5	4/0	90cm	PR122D

● **20mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	PR922D

● **26mm DVOJITÁ**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	90cm	PR142D
2.0	3/0	90cm	PR143D

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich



▼ **12mm**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	PR610

▼ **16mm**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	PR620
1.0	5/0	45cm	PR621
1.5	4/0	45cm	PR622
2.0	3/0	45cm	PR623

▼ **19mm**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
0.7	6/0	45cm	PR630
1.0	5/0	45cm	PR631
1.5	4/0	45cm	PR632
2.0	3/0	45cm	PR633



⊙ **18mm**



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.0	5/0	45cm	PR231T
1.5	4/0	45cm	PR232T



▼ 18mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	PR522

▼ 22mm



METRIC	USP	DĚLKA	KÓD
1.5	4/0	45cm	PR532
2.0	3/0	45cm	PR533

*

k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

STEEL



Surgical Steel sutures are for use in abdominal wound closure, hernia repair, sternal closure and orthopaedic procedures including cerclage and tendon repair.

The implantation of the Surgical Steel suture in tissues results to an initial inflammatory reaction, followed by gradual encapsulation of the suture by connective tissues and is not absorbed.

Die Naht verursacht beim Gewebe zunächst eine geringe Entzündungsreaktion hervor und wird nicht absorbiert.


Die chirurgische Naht **Surgical Steel** wird zur Vernähung von Verletzungen des Hypogastriums, zur Rehabilitation von Hernien, Thoranähten und orthopädischen Eingriffen, einschließlich der Zerklage und der Sehnenrekonstruktion benutzt.

CHIRURGICKÁ OCEL

Chirurgický materiál z nerezové oceli 316LVM

Stahdraht. Edelsathl 316LVM. Nahtmaterial, monofil, nicht resorbierbar.

medipac[®]
GREECE
MEDICAL SUPPLIES



* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

Jehly jsou vyobrazeny v aktuální velikosti
Nadelzeichnung entspricht Originalgröße

SEZNAM KÓDŮ MATERIÁLŮ

Index der Nähteziffern

PGA	9185-411	N933.....14	N621.....15	NR 632-421
	9182H11	N34.....14	N622.....15	NR 643.....21
901.....8	9186-411	N35.....14	N623.....15	NR 643-421
902.....8	9187-411	N36.....14	N631.....15	NR 644.....21
903.....8	9184.....11	N37.....14	N632.....15	NR 644-421
904.....8	9185.....11	N42.....14	N633.....15	
905.....8	9186.....11	N43.....14	N642.....15	MONOSORB
906.....8	9187.....11	N44.....14	N643.....15	8003.....26
907.....8	9210.....12	N45.....14	N644.....15	8111.....25
913.....8	9436.....12	N46.....14	N648A-415	8112.....25
914.....8	9575.....10	N47.....14	N647.....15	8121.....25
915.....8	9576.....10	N73.....14	N648.....15	8122.....25
916.....8	9587.....10	N74.....14	N649.....15	8132.....25
917.....8	9610.....9	N75.....14	N653.....15	8133.....25
933.....8	9611.....9	N76.....14	N654.....15	8143.....25
934.....8	9621.....9	N77.....14	N655.....15	8144.....25
935.....8	9622.....9	N84.....14	N656.....15	8153.....25
936.....8	9623.....9	N85.....14	N663.....15	8154.....25
937.....8	9631.....9	N86.....14	N664.....15	8155.....25
942.....8	9632.....9	N87.....14	N665.....15	8156H.....25
943.....8	9633.....9	N003.....18	N668.....16	8164.....25
944.....8	9642.....9	N111.....16	N670.....16	8165.....25
945.....8	9643.....9	N112.....16	N674.....15	8166.....25
946.....8	9644.....9	N121.....16	N675.....15	8174.....25
947.....8	9648A-49	N122.....16	N676.....15	8175.....25
973.....8	9647.....9	N123.....16	N678.....16	8175L.....25
974.....8	9648.....9	N132.....16	N679.....16	8176.....25
975.....8	9649.....9	N133.....16	N680.....16	8176L.....25
976.....8	9653.....9	N134.....16	N681.....16	8177.....25
977.....8	9654.....9	N142.....16	N684.....15	8181H.....25
984.....8	9655.....9	N143.....16	N685.....15	8186.....25
985.....8	9656.....9	N144.....16	N695.....15	8187.....25
986.....8	9663.....9	N145.....16	N696.....15	8432.....25
987.....8	9664.....9	N153.....17	N763.....18	8575.....24
9003.....12	9665.....9	N154.....17	N764.....18	8586.....24
9111.....10	9668.....10	N155.....17	N922.....16	8611.....24
9112.....10	9670.....10	N155H.....17	N923.....16	8621.....24
9121.....10	9674.....9	N156.....17		8622.....24
9122.....10	9675.....9	N156H.....17	NEOSORB RAPID	8632.....24
9123.....10	9676.....9	N163.....17	(PGLA)	8642.....24
9132.....10	9678.....10	N164.....17	NR 02.....20	8643.....24
9133.....10	9679.....10	N165.....17	NR 03.....20	8648.....24
9134.....10	9680.....10	N166.....17	NR 04.....20	8654.....24
9142.....10	9681.....10	N167.....17	NR 05.....20	8664.....24
9143.....10	9684.....9	N175-417	NR 06.....20	8670.....24
9144.....10	9685.....9	N176-417	NR 132.....21	8674.....24
9145.....10	9695.....9	N174.....17	NR 133.....21	8680.....24
9153.....11	9696.....9	N175.....17	NR 134.....21	8681.....24
9154.....11	9763.....12	N176.....17	NR 143.....21	8684.....24
9155.....11	9764.....12	N177.....17	NR 144.....21	8696.....24
9155H.....11	9922.....10	N181H.....17	NR 154.....21	8764.....26
9156.....11	9923.....10	N185-417	NR 155.....21	8922.....25
9156H.....11		N182H.....17	NR 166.....22	8923.....25
9163.....11		N186-417	NR 175.....22	
9164.....11	N01.....14	N187-417	NR 176.....22	
9165.....11	N02.....14	N184.....17	NR 522.....21	
9166.....11	N03.....14	N185.....17	NR 523.....21	
9167.....11	N04.....14	N186.....17	NR 533.....21	
9175-411	N05.....14	N187.....17	NR 534.....21	
9176-411	N06.....14	N210.....18	NR 575.....21	
9174.....11	N07.....14	N436.....18	NR 576.....21	
9175.....11	N13.....14	N575.....16	NR 611.....21	
9176.....11	N14.....14	N576.....16	NR 612.....21	
9177.....11	N15.....14	N587.....16	NR 621.....21	
9181H.....11	N16.....14	N610.....15	NR 622.....21	
	N17.....14	N611.....15	NR 632.....21	

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485

SEZNAM KÓDŮ MATERIÁLŮ

Index der Nähzeiffern

MONOFAST

18003.....	30
18111.....	29
18122.....	29
18132.....	29
18133.....	29
18143.....	29
18144.....	29
18153.....	29
18154.....	29
18155.....	29
18156H.....	29
18164.....	29
18165.....	29
18166.....	29
18174.....	29
18175.....	29
18175-4.....	29
18176.....	29
18176-4.....	29
18181H-4.....	29
18186.....	29
18187.....	29
18432.....	30
18586-4.....	28
18611.....	28
18612.....	28
18621.....	28
18622.....	28
18632.....	28
18643.....	28
18648.....	28
18654.....	28
18664.....	28
18670.....	28
18674.....	28
18680.....	28
18681.....	28
18685.....	28
18696.....	28
18764.....	30
*18922.....	29

PROPYLEN

6111C.....	37
6111D.....	34
6121B.....	28
6121C.....	37
6121D.....	34
6122C.....	37
6122D.....	34
6123C.....	37
6123D.....	34
6124D.....	34
6132C.....	37
6132D.....	34
6132DT.....	36
6133.....	34
6133C.....	37
6133D.....	34
6133DT.....	36
6134DT.....	36
6142B.....	38
6142D.....	35
6143D.....	35

6641.....	32
6641S.....	36
6642.....	32
6642S.....	36
6642S4.....	36
6643.....	32
6643-4.....	32
6643S.....	36
6643S4.....	36
6644.....	32
6647.....	32
6648.....	32
6649.....	32
6653.....	32
6653S.....	36
6654.....	32
6654S.....	34
6663.....	32
6664.....	32
6667.....	33
6668.....	33
6673.....	32
6674.....	32
6674-4.....	32
6675.....	32
6678.....	33
6679.....	33
6680.....	33
6680B.....	33
6681.....	33
6684.....	32
6694.....	33
6753.....	33
6754.....	33
6763.....	33
6764.....	33
6773.....	33
6774.....	33
6898C.....	37
6898D.....	34
6899B.....	38
6899C.....	37
6899D.....	34
6900C.....	37
6900D.....	34
6922B.....	38
6922C.....	37
6922D.....	34

POLYAMID

4154.....	42
4154L.....	42
4155.....	42
4155L.....	42
4156.....	42
4165.....	42
4166L.....	42
4174L.....	42
4175.....	42
4175L.....	42
4176.....	42
4176L.....	42
4185.....	42

4185L.....	42
4186.....	42
4186L.....	42
4187.....	42
4575.....	43
4600.....	40
4600S.....	43
4601.....	40
4610.....	40
4610S.....	41
4611.....	40
4611S.....	41
4612.....	40
4612S.....	41
4620.....	36
4620S.....	41
4621.....	40
4621S.....	41
4622.....	40
4622S.....	41
4623.....	40
4630S.....	41
4631.....	40
4631S.....	41
4632.....	40
4632-4.....	40
4632S.....	41
4632S4.....	41
4633.....	40
4633-4.....	40
4633S.....	41
4633S4.....	41
4634.....	40
4641.....	40
4641S.....	41
4642.....	40
4642-4.....	40
4642S.....	41
4642S4.....	41
4643.....	40
4643-4.....	40
4643S.....	41
4643S4.....	41
4644.....	40
4644-4.....	40
4647.....	40
4647-4.....	40
4648.....	40
4648-4.....	40
4649.....	40
4649-4.....	40
4650.....	40
4653.....	40
4654.....	40
4655.....	40
4663.....	40
4664.....	40
4665.....	40
4667.....	10

4668.....	41
4673.....	40
4674.....	40
4675.....	40
4678.....	41
4679.....	41
4679B.....	41
4680.....	41
4680B.....	41
4680B-4.....	41
4681.....	41
4684.....	40
4684-4.....	40
4685.....	40
4695.....	40
4696.....	40
4753.....	42
4754.....	42
4763.....	42
4764.....	42

SILK

102.....	44
103.....	44
104.....	44
105.....	44
106.....	44
107.....	44
108.....	44
109.....	44
112.....	44
113.....	44
114.....	44
115.....	44
116.....	44
117.....	44
119.....	44
143.....	44
144.....	44
145.....	44
146.....	44
147.....	44
152.....	44
153.....	44
154.....	44
155.....	44
156.....	44
157.....	44
159.....	44
162.....	44
163.....	44
164.....	44
165.....	44
166.....	44
1121.....	47
1122.....	47
1121T.....	50
1122T.....	50
1123.....	47
1123T.....	50
1124.....	47
1132.....	48
1132T.....	50
1133.....	48
1133T.....	50
1134.....	48
1134T.....	50

1142.....	48
1143.....	48
1143T.....	50
1144.....	48
1144T.....	50
1145.....	48
1145T.....	50
1153.....	48
1154.....	48
1155.....	48
1156.....	48
1163.....	48
1164.....	48
1165.....	48
1166.....	48
1174.....	48
1175.....	48
1176.....	48
1177.....	48
1186.....	48
1187.....	48
1201.....	47
1221.....	47
1221T.....	49
1222.....	47
1222T.....	49
1232.....	47
1232T.....	49
1233.....	47
1233T.....	49
1432.....	47
1433.....	47
1522.....	46
1523.....	46
1532.....	46
1533.....	46
1534.....	46
1600.....	45
1600D.....	45
1610.....	45
1610D.....	45
1611.....	45
1612.....	45
1612D.....	45
1620.....	45
1620S.....	49
1621.....	45
1621S.....	49
1622.....	45
1622S.....	49
1623.....	45
1624.....	45
1631S.....	49
1632.....	45
1632S.....	49
1633.....	45
1633S.....	49
1634.....	45

k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

1641.....	45	5124T.....	54
1641S.....	49	5132.....	53
1642.....	45	5132T.....	54
1642S.....	49	5133T.....	54
1642S4.....	49	5134.....	53
1643.....	45	5134T.....	54
1643S.....	49	5143.....	53
1643S4.....	49	5143D.....	53
1644.....	45	5143T.....	54
1647.....	45	5144.....	53
1648.....	45	5144D.....	53
1649.....	45	5144DT.....	54
1653.....	45	5144M.....	54
1653S.....	49	5144T.....	54
1654.....	45	5153.....	53
1654S.....	49	5164.....	53
1655.....	45	5166.....	53
1655S.....	49	5182H.....	54
1656.....	45	5523.....	52
1663.....	45	5532.....	52
1664.....	45	5533.....	52
1665.....	45	555.....	54
1668.....	46	5612.....	52
1670.....	46	5622.....	52
1673.....	46	5632.....	52
1674.....	46	5633.....	52
1675.....	46	5643.....	52
1676.....	46	5655.....	52
1678.....	46	5753.....	52
1679.....	46	5922D.....	51
1680.....	46	5922DT.....	54
1680B.....	46	5922T.....	54
1681.....	46	5923T.....	54
1684.....	46		
1685.....	46		
1695.....	46		
1696.....	46		
1753.....	47		
1754.....	47		
1759.....	47		
1763.....	47		
1764.....	47		
1922.....	48		
1922D.....	48		
1922T.....	50		
1923.....	48		
1923T.....	50		

POLYESTER

5121.....	53
5121DT.....	54
5121T.....	54
5122.....	53
5122D.....	53
5122DT.....	54
5122T.....	54
5123.....	53
5123D.....	53
5123DT.....	54
5123T.....	54
5124D.....	53
5124DT.....	54
5124M.....	54

PROFIMED

PR200D.....	56
PR210D.....	56
PR211D.....	56
PR111D.....	56
PR121D.....	56
PR122D.....	56
PR922D.....	56
PR142D.....	56
PR143D.....	56
PR610.....	56
PR620.....	56
PR621.....	56
PR622.....	56
PR623.....	56
PR630.....	56
PR631.....	56
PR632.....	56
PR633.....	56
PR231T.....	56
PR232T.....	56
PR522.....	57
PR532.....	57
Pr533.....	57

SURGICAL-STEEL

4620S.....	59
------------	----

* k dispozici na vyžádání / auf Anfrage erhältlich

EN ISO 9001/2008 - EN ISO 13485





medipac[®]

Industrial Area
611 00 Kilis - Greece
Phone 23410 71991
Fax 23410 71979
E-mail: info@medipac.gr

MEDENTA+
CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

Medishop s.r.o.
Mahenova 624/11
790 01 Jeseník
Tel: 776238965
Email: info@medenta.cz
www.medenta.cz